

Wasch- und Dosierungsanleitung

Handwäsche: Auf 2 Liter lauwarmes Wasser 5 ml BELSANA cleanStar40 geben, kurz einwirken lassen, durchwaschen. Zuletzt mit klarem Wasser ausspülen. Strümpfe nicht wringen!

Maschinenwäsche: BELSANA cleanStar40 laut Dosierempfehlung in eine Waschkugel oder in das Waschmittelfach Ihrer Waschmaschine geben. Strümpfe im Wäschenetz mit ähnlichen Farben bei maximal 40°C im Schonprogramm waschen. Garantiert ohne Weichspüler, deshalb auch ideal für medizinische Kompressionsartikel.

ACHTUNG: Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren! Bei Kontakt mit den Augen sofort mit Wasser ausspülen.

| Dosierung: | | Verschmutzungsgrad | |
|----------------------|--------------|--------------------|--------------|
| Waschmaschine | | Leicht | Normal |
| Härtebereich | Weich/Mittel | 30 ml | 50 ml |
| | Hart | 50 ml | 75 ml |

(30 ml bei 2,5 kg Trockenwäsche entspricht 8 Waschgängen)



Rev.-Nr.: 3/01/24

Art.-Nr. 29 98010 | TN 03



4 066179 124554

BELSANA Medizinische Erzeugnisse

Zweigniederlassung der Ofa Bamberg GmbH
Laubanger 23 · D-96052 Bamberg
Tel. 0951 309303-0 · Fax 0951 309303-450
service@belsana.de · www.belsana.de

Vertrieb Österreich: Ofa Austria

Zweigniederlassung der Ofa Bamberg GmbH
Wasserfeldstraße 20 · A-5020 Salzburg
service@belsana.at

e 250 ml

Inhaltsstoffe / Contents: 5 –15% anionische Tenside (anionic surfactants), 5 –15% nichtionische Tenside (nonionic surfactants); <5% amphotere Tenside (amphoteric surfactants), <5% Wasserstoffperoxid (hydrogen peroxide), <5% Parfüm (perfume) **weitere Inhaltsstoffe / other ingredients:** Vergrauungsinhibitoren (graying inhibitors), Pflegekomponenten (care components)

BELSANA

cleanStar40°

Waschmittel – ideal zur Pflege von elastischen Strümpfen wie z. B. medizinischen Kompressionsstrümpfen

BELSANA cleanStar40

Waschmittel – ideal zur Pflege von elastischen Strümpfen wie z. B. medizinischen Kompressionsstrümpfen

Allgemeine Pflegehinweise | General care instructions | Algemene onderhoudsinstructies | Generelle plejeanvisninger

Im Schonwaschgang waschen | Wash on delicates – do not use fabric softener | Hand- of machine-was (niet centrifugeren); maximum temperatuur 40°C | Vask med vrangen udad i skåneprogram ved maks. 40°C

Nicht bleichen | Do not bleach | Niet bleken | Undlad blegning

Schonend trocknen | Wash in mild conditions – tumble dry low | Voorzichtig drogen | Tørres skånende - i tørretumbler ved lav temperatur

Nicht bügeln | Do not iron | Niet strijken | Undlad strygning

Nicht chemisch reinigen | Do not dry clean | Niet chemisch reinigen | Undlad kemisk rensning

Hand wash: add 5 ml BELSANA cleanStar40 to 2 litres of lukewarm water, allow to soak briefly, wash and then rinse.

Machine wash: Measure BELSANA cleanStar40 into a detergent ball or into the detergent compartment of your washing machine according to the dosage recommendation and select the gentle wash cycle.

Guaranteed to be fabric softener-free and therefore ideal for medical compression garments.

WARNING!

Keep out of children´s reach. Avoid contact with the eyes. In the event of eye contact: Rinse carefully for several minutes with water.

Wassen met de hand: voeg aan 2 liter lauwarm water 5 ml BELSANA cleanStar40 toe, even laten inweken, wassen en vervolgens spoelen.

Wassen met de wasmachine: BELSANA cleanStar40 volgens doseeraanbeveling in een wasbol of in het wasmiddelvak van uw wasmachine doen en het programma voor de fijne was kiezen.

Gegarandeerd zonder wasverzachter, daarom ook ideaal voor medische compressie-artikelen.

LET OP!

Mag niet in handen van kinderen komen. Vermijd contact met de ogen. Bij contact met de ogen: Enkele minuten lang zorgvuldig met water uitspoelen.

Håndvask: Tilsæt 5 ml BELSANA cleanStar40 til 2 liter lunkent vand, lad det kort virke og vask grundigt. Skyl efter med rent vand.

Maskinvask: BELSANA cleanStar40 tilsættes i en vaskekugle eller i vaskemiddelrummet på din vaskemaskine i henhold til doseringsanbefalingen. Strømper vaskes i vaskenet sammen med lignende farver ved maksimalt 40°C i skåneprogram.

Garanteret uden skyllemiddel, herved også egnet til medicinske kompressionsprodukter.

ADVARSEL!

Opbevares uden for børns rækkevidde. Undgå kontakt med øjnene. Ved kontakt med øjnene: Skyld grundigt med vand i nogle minutter.