

NEU

GRÖSSENBESTIMMUNG CLASSICO



AD

KNIE-/
WADENSTRUMPF

Seriengrößen		II	II + X	III	III + X	IV	IV + X	V	V + X
Länge in cm	cD	28-36	32-40	30-39	34-44	33-42	39-48	35-45	41-51
kurz 34-38 lang 38.1-43	cC	30-37	35-41	32-40	38-45	35-43	40-49	37-46	42-52
	cB1	25-29	27-31	27-31	29-33	29-33	32-36	31-36	34-39
	cB	20.6-22.5	20.6-22.5	22.6-24.5	22.6-24.5	24.6-27	24.6-27	27.1-30	27.1-30
	cY	27-32	27-32	29-34	29-34	30-37	30-37	32-39	32-39
	cA	20.5-22.5	20.5-22.5	22.5-24.5	22.5-24.5	24.5-27	24.5-27	27-30	27-30



AG

SCHENKEL-
STRUMPF

Seriengrößen		II	III	IV	V
Länge in cm	cG	46-56	50-60	53-64	57-70
kurz 65-74 lang 74.1-84	cF	41-51	45-54	46-57	47-60
	cE	31-41	33-43	36-46	38-49
	cD	28-36	30-39	33-42	35-45
	cC	30-37	32-40	35-43	37-46
	cB1	25-29	27-31	29-33	31-36
	cB	20.5-22.5	22.6-24.5	24.6-27	27.1-30
	cY	27-32	29-34	30-37	32-39
	cA	20.5-22.5	22.5-24.5	24.5-27	27-30



AT

STRUMPFHOSE

Seriengrößen		II	III	IV	V
Länge in cm	cT	67-89	74-98	80-102	85-108
kurz 65-74 lang 74.1-84	cH	77-100	84-116	90-127	98-137
	cG	44-58	48-62	50-67	53-73
	cF	41-51	45-54	46-57	47-60
	cE	31-41	33-43	36-46	38-49
	cD	28-36	30-39	33-42	35-45
	cC	30-37	32-40	35-43	37-46
	cB1	25-29	27-31	29-33	31-36
	cB	20.6-22.5	22.6-24.5	24.6-27	27.1-30
	cY	27-32	29-34	30-37	32-39
	cA	20.5-22.5	22.5-24.5	24.5-27	27-30



KISSME

TIPP

Erleichtern Sie sich
die Größenbestimmung
mit unserem
PC-Programm KISSME.
Download unter:
www.spring-medical.de



PLUS X

= spezielle Größen für stärkeren Wadenumfang

GRÖSSENBESTIMMUNG

NOBLESSE, COMFORT, BAUMWOLLE und VITAL



AD

KNIE-/
WADENSTRUMPF

Seriengrößen		II	II + X	III	III + X	IV	IV + X	V
Länge in cm kurz 34-39 normal 39-44	cD	28-38	32-41	32-41	35-44	35-44	38-46	38-46
	cC	29-39	33-42	33-42	36-45	36-45	39-47	39-47
	cB1	24-29	24-29	26-32	26-32	29-35	29-35	31-38
	cB	20-23	20-23	23-26	23-26	26-29	26-29	29-31
	cY	29-33	29-33	33-36	33-36	36-39	36-39	39-41
	cA	20-23	20-23	23-26	23-26	26-29	26-29	29-31



AG

SCHENKEL-
STRUMPF

Seriengrößen		II	II + X	III	III + X	IV	IV + X	V
Länge in cm kurz 56-67.5 normal 68-80	cG	48-63	54-67	54-67	58-72	58-72	63-74	63-74
	cF	42-53	45-56	45-56	48-58	48-58	51-63	51-63
	cE	31-41.5	31-41.5	34-44.5	34-44.5	38-48.5	38-48.5	41-50.5
	cD	28-38	28-38	32-41	32-41	35-44	35-44	38-46
	cC	29-39	29-39	33-42	33-42	36-45	36-45	39-47
	cB1	24-29	24-29	26-32	26-32	29-35	29-35	31-38
	cB	20-23	20-23	23-26	23-26	26-29	26-29	29-31
	cY	29-33	29-33	33-36	33-36	36-39	36-39	39-41
	cA	20-23	20-23	23-26	23-26	26-29	26-29	29-31



AT

STRUMPFHOSE

Seriengrößen		II	III	IV	V
Länge in cm kurz 67-74 normal 74-85	cT	bis 85	bis 95	bis 105	bis 115
	cH	bis 115	bis 125	bis 135	bis 145
	cG	48-63	54-67	58-72	63-74
	cF	42-53	45-56	48-58	51-63
	cE	31-41.5	34-44.5	38-48.5	41-50.5
	cD	28-38	32-41	35-44	38-46
	cC	29-39	33-42	36-45	39-47
	cB1	24-29	26-32	29-35	31-38
	cB	20-23	23-26	26-29	29-31
	cY	29-33	33-36	36-39	39-41
	cA	20-23	23-26	26-29	29-31



STRUMPFHOSEN:
TAILLENBUND

	Tunneldurchzug		aufgenähtes Gummiband	
	Serie	Maß	Serie	Maß
CLASSICO KKL 1 und KKL 2	●	●		
COMFORT KKL 1 und KKL 2			●	●
NOBLESSE KKL 2		●	●	
BAUMWOLLE KKL 2		●		
VITAL KKL 2 und KKL 3		●		
CLASSICO KKL 2 AT/U		●		
NOBLESSE KKL 2 AT/U		●		
Herren: VITAL KKL 2 mit Eingriff		●		



SCHUHGRÖSSEN

Serie: 37-45

Maß: bis 36,5
ab 45,5



AD und AG:
spezielle Größen für
stärkeren Waden-
bzw. Schenkelumfang