

Spring® Waschmittel ist empfohlen für die tägliche Wäsche von Stütz- und Kompressionsstrümpfen. Es reinigt die feinen und empfindlichen Textilien schonend, verlängert deren Lebensdauer und hält die Farbe frisch. Spring® Waschmittel ist farbneutral, hat eine haut- und umweltschonende Rezeptur mit einem dezenten Duft.

DOSIERUNG:

Waschmaschine:

Verschmutzungsgrad	Leicht	Normal
Härtebereich		

Weich/Mittel:	30 ml	50 ml
---------------	-------	-------

Hart:	50 ml	75 ml
-------	-------	-------

(30 ml bei 2,5 kg Trockenwäsche entspricht 8 Waschgängen)

Handwäsche:

1 TL auf 1 Liter Wasser geben.

PFLEGEHINWEIS: Strümpfe bitte täglich, mind. jedoch jeden zweiten Tag per Hand oder im Schonwaschgang Ihrer Maschine auf links waschen. Separat bei max. 40°C ohne Weichspüler waschen. Gut ausspülen, nicht wringen. Strümpfe können schonend geschleudert werden. An der Luft trocknen. Nicht auf die Heizung oder in direktes Sonnenlicht legen.

INHALTSSTOFFE: 5-15%:
anionische Tenside,
nichtionische Tenside.
Unter 5%: amphotere Tenside,
Wasserstoffperoxid, Parfüm.
Weitere Inhaltsstoffe: Vergrauungs-
inhibitoren, Pflegekomponenten

ACHTUNG: Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren!
Bei Kontakt mit den Augen sofort mit Wasser ausspülen.

Spring® medical
Zweigniederlassung
der Ofa Bamberg GmbH
Im Meißel 17, D-71111 Waldenbuch
Tel. 07157.8837-0
www.spring-medical.de
service@spring-medical.de

250ml e PZN 07189319

TN 09 | Rev. 2/10/2021 Best.-Nr. 7998001



Spring®

Strumpfwaschmittel

Empfohlen zur schonenden Pflege von Kompressions- und Stützstrümpfen